



## Présentation

Référence: WM 280.128

**Bras Médical Horizontal de 2 x 300 mm pour monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 Séries, Montage sur Machines d'anesthésie (Tous les fabricants). montage avec crochet de câble**



**Bras Médical Horizontal de 2 x 300 mm pour monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 Séries, Montage sur Machines d'anesthésie (Tous les fabricants). montage avec crochet de câble d'alimentation électrique**

Ce Bras Horizontal de 2 x 300 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement le moniteur. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne a été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.


### Caractéristiques techniques:

- \* Passage de câble intégré
- \* Montage sur Machines d'anesthésie (Tous les fabricants)
- \* Ce bras médical vient simplement se fixer sur le rail existant de la machine d'anesthésie pour ensuite s'ajuster au rail et pincé avec les deux grips.  
Il ne possède pas d'ajustement en hauteur.
- \* La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des moniteurs Philips Intellivue MP2/X2/X3 series, dont le poids n'excède pas 8 Kg.
- \* Inclinaison du moniteur: 23° vers le bas et 90° vers le haut
- \* Rotation du moniteur: 115° à droite, 115° à gauche.
- \* Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche. \* Longueur totale 691 mm
- \* Couleur RAL 5013 cobalt blue et RAL 9016 traffic white
- \* Garantie: 5 ans



## Caractéristiques Techniques

Référence: WM 280.128

**Bras Médical Horizontal de 300 mm pour monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 Séries, Montage sur Machines d'anesthésie (Tous les fabricants). montage avec crochet de câble**



Adaptér for anaesthesia machines (all suppliers)  
H 80 mm, with existing side channel  
Adaptateur pour machine d'anesthésie (tous les fournisseurs)  
H 80 mm, avec glissière latérale existante  
Adapter voor anesthesieapparatuur (alle leveranciers)  
H 80 mm, met bestaande zijkaanaal



**Adaptation du moniteur:** Philips Intellivue MP2/X2/X3series

**Couleur:** Les pièces décoratives: RAL 5013 cobalt blue

**Pièces en aluminium:** RAL 9016 traffic white

**Capacité de charge max. du bras de support:** 8 kg

**Adaptation du moniteur de charge max:** 8 Kg

**Poids du produit:** 3,2 Kg

### Points forts du produit:

Bras non réglable en hauteur. Les bras pivotants et les bras pivotants allongés offrent une intégration complète des câbles et un nettoyage facile pour le contrôle des infections dans toutes les zones de soins intensifs de l'environnement clinique. Notre garantie de 5 ans garantit un fonctionnement fiable, sans problème et sans entretien. La fonction de pivotement au point de fixation ainsi que la fonction d'inclinaison et de pivotement de l'adaptation du moniteur offrent un positionnement optimal de votre appareil. Le bras pivotant allongé est un bras en deux parties avec un point de pivot central entre les deux sections du bras. Tous les moniteurs montés en bas ont la fonction de sécurité d'un arrêt d'inclinaison de 20°.



## Information pour le montage - Adaptateur Rail d'anesthésie



Référence: WM 280.128

**Bras Médical Horizontal de 2 x 300 mm pour monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 Séries,  
Montage sur Machines d'anesthésie (Tous les fabricants). montage avec crochet de câble**

### Adaptateur Rail d'anesthésie:

Montage sur Machines d'anesthésie (Tous les fabricants)


Montage sur le rail existant de l'appareil d'anesthesia avec cet adaptateur



## Présentation

Référence: WM 280.128

Bras Médical Horizontal de 2 x 300 mm pour monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 Séries, Montage sur Machines d'anesthésie (Tous les fabricants). montage avec crochet de câble



### Adaptation monitoring Philips Intellivue MP 2 / X2 / X3 series

Tous nos bras médicaux peuvent être équipé de cette adaptation dont vous trouverez ici quelques illustrations.

